

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** Dostawa i montaż wyposażenia do rehabilitacji i terapii dla potrzeb przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

L.p.	Opis wyposażenia	Nr pomieszczenia	Ilość/ jedn. miary	Cena jednostkowa netto PLN	Wartość netto PLN (kol. 4 x kol. 5)	VAT%	Wartość brutto PLN (kol. 6 x kol. 7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b>Huśtawka terapeutyczna</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>fotel wiszący typu jaskinia/kokon;</li> <li>szerokość powierzchni do siedzenia: 70 cm;(+2%)</li> <li>wysokość całkowita: 150 cm;</li> <li>minimalna wysokość montażowa: 200 cm;</li> <li>kolor kremowy z obrzeżem zielonym (5 szt.)</li> <li>kolor beżowy z obrzeżem brązowym (5 szt.)</li> <li>dopuszczalne obciążenie: 80 kg;</li> <li>wykonany z bawełny, wypełnienie poduszki- poliester;</li> <li>poduszka zdejmowana (65l);</li> <li>huśtawka w komplecie z uniwersalnym zestawem mocującym do foteli wiszących (linka, karabinek obrotowy, element regulujący długość linki, wkrety)</li> </ul>	<b>Parter - 2szt.</b> pom.A0.05 - korytarz - 2szt. <b>Piętro I - 4szt.</b> pom.A1.02 - sala zajęć nr 1 - 1szt., pom.A1.07 - sala zajęć nr 2 - 1szt. pom.A1.10 - sala zajęć nr 3 - 1szt. pom.A1.14 - sala zajęć nr 4 - 1szt. <b>Piętro II - 4szt.</b> pom.A2.02 - sala zajęć nr 5 - 1szt. pom.A2.07 - sala zajęć nr 6 - 1szt. pom.A2.10 - sala zajęć nr 7 - 1szt. pom.A2.14 - sala zajęć nr 8 - 1szt.	10 szt.	.....	.....	.....	.....
2.	<b>Tablica manipulacyjna Krokodyl</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: szer.187cmxwys.61cmxgłęb.1,5cm;(+2%)</li> <li>wykonana ze sklejki lakierowanej;</li> <li>zestaw tablic manipulacyjnych "Krokodyl"- ścienna tablica manipulacyjna złożona z 5 części, z których każda w inny sposób wspiera zdolności motoryczne i koordynacyjne;</li> <li>na tablicy znajdują się: labirynty manipulacyjne, koło z koralikami, obracane koła zębate, dzwonki, lustro, magnetyczny labirynt, labirynty przestrzenne z koralikami;</li> </ul>	<b>Piętro I</b> pom.A1.07 - sala zajęć nr 2 - 1 szt. pom.A1.10 - sala zajęć nr 3 - 1 szt. <b>Piętro II</b> pom.A2.07 - sala zajęć nr 6 - 1 szt. pom.A2.10 - sala zajęć nr 7 - 1 szt.	4 szt.	.....	.....	.....	.....
3.	<b>Zestaw tablic manipulacyjnych Hipcio i Miś komplet składa się z tablicy Hipcio i tablicy Miś!!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonane z płyty lakierowanej.</li> <li>tablica manipulacyjna <b>Hipcio</b></li> <li>wymiary: szer.91cmxwys.32cmxgł.4,5cm;(+2%)</li> <li>na tablicy znajduje się małe liczydło, labirynt magnetyczny oraz sorter</li> </ul>	<b>Piętro I</b> pom.A1.02 - sala zajęć nr 1 - 1 kpl. (Hipcio + Miś) pom.A1.14 - sala zajęć nr 4 - 1 kpl. (Hipcio + Miś) <b>Piętro II</b> pom.A2.02 - sala zajęć nr 5 - 1 kpl.	4 kpl.	.....	.....	.....	.....

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

	kształtów; • tablica manipulacyjna <b>MIS</b> - wymiary: szer.91cmxwys.32cmxgłęb.6cm;(+-2%) - na tablicy znajduje się labirynt, trybiki i lusterko;	(Hipcio + Miś) pom.A2.14 - sala zajęć nr 8 - 1 kpl. (Hipcio + Miś)					
4.	<b>Zestaw tablic manipulacyjnych</b> • Komplet paneli manipulacyjnych (łuk A+łuk B/ kpl.) • <b>ścianka edukacyjna - łuk A</b> - wymiary: szer.65cmxwys.69,5cm(+-2%) - ścianka A posiada: labirynt z magnesem, spirala obrotowa, zabawki do przesuwania z 4 drewnianymi zwierzątkami albo z 7 częściami z drewna. Chwytnak „Ping Pong”, przyrządy w 4 kolorach, przesuwane zabawki; • <b>ścianka edukacyjna - łuk B</b> - wymiary: szer.65cmxwys.69,5cm;(+-2%) - ścianka B posiada: 2 łańcuchy napinające, 3 magnetyczne kulki, torbka, klepsydra napełniona błyszczącymi drobinkami, rura wciągająca kurz z magnesami, 5 obrotowych kółek; • wykonane ze sklejki;	<b>Piętro I</b> pom.A1.02 - sala zajęć nr 1 - 1 kpl. (łuk A + łuk B) pom.A1.14 - sala zajęć nr 4 - 1 kpl. (łuk A + łuk B) <b>Piętro II</b> pom.A2.02 - sala zajęć nr 5 - 1 kpl. (łuk A + łuk B) pom.A2.14 - sala zajęć nr 8 - 1 kpl. (łuk A + łuk B)	4 kpl.	.....	.....	.....	.....
5.	<b>Materac w pokoju wyciszeń</b> • wymiary: wys.200cmmxgr.6cmx szer.60cm;(+-2%) • materac wykonany z pianki poliuretanowej oraz materiału PCV; • wykończenie - ekoskóra w kolorze jasnozielonym, oliwkowym;	<b>Piętro I</b> pom.A1.04 - pok.wyciszeń - 1 szt. pom.A1.12 - pok.wyciszeń - 1 szt. <b>Piętro II</b> pom.A2.04 - pok.wyciszeń - 1 szt. pom.A2.12 - pok.wyciszeń - 1 szt.	4 szt.	.....	.....	.....	.....
6.	<b>Ośłona materacowa na ściany pokoju wyciszeń</b> • wymiary: wys.200cmxszer.60cmx grub.6cm;(+-2%) • osłony na panelu MDF z uchwytnymi montażowymi. • materace wykonane z włókien drzewnych, pianki poliuretanowej oraz materiału PCV. Wykończenie- ekoskóra w kolorze jasnozielonym, oliwkowym.	<b>Piętro I</b> pom.A1.04 - pok.wyciszeń - 16szt. pom.A1.12 - pok.wyciszeń - 16szt. <b>Piętro II</b> pom.A2.04 - pok.wyciszeń - 16szt. pom.A2.12 - pok.wyciszeń - 16szt.	64 szt.	.....	.....	.....	.....
7.	<b>Worek treningowy WT 1</b> • worek dla dzieci- do rozładowywania emocji w pokojach wyciszeń • wymiary: dł.100cmxśrednica:30 cm;(+-2%) • waga: ok 5 kg; • pokrycie - plandeka; • worek wypełniony ścinkami materiałowymi absorbującymi uderzenia; • 4 łańcuchy o długości całkowitej wraz z uchwytnym ok. 40 cm; • wysokiej jakości szwy na bazie nylonu; • Kolor: zielony;	<b>Piętro I</b> pom.A1.04 - pok.wyciszeń - <u>1szt.</u> pom.A1.12 - pok.wyciszeń - <u>1szt.</u> <b>Piętro II</b> pom.A2.04 - pok.wyciszeń - <u>1 szt.</u> pom.A2.12 - pok.wyciszeń - <u>1 szt.</u>	4 szt.	.....	.....	.....	.....
8.	<b>Drabinka na ścianie do ćwiczeń</b> • wymiary: szer.90cmxwys.220cm;(+-2%) • szczeble z drewna liściastego /buk. • montowana bezpośrednio do ściany;	<b>Parter</b> pom.A0.13 - gab.terapeutyczny - 1 szt.	1 szt.	.....	.....	.....	.....

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

9.	<p><b>Hamak terapeutyczny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: dł.255cmxszer.100cm;(+-2%)</li> <li>wysokość linki - 40cm;</li> <li>hamak terapeutyczny jest wykonany z dwóch różnych materiałów. Wnętrze hamaka jest wyścielone przyjemnym w dotyku materiałem;</li> <li>hamak podwieszany do sufitu jedno bądź dwu zaczepowo;</li> <li>materiał: tkanina;</li> </ul>	<p><b>Parter</b> pom.A0.13 - gab.terapeutyczny - 1 szt.</p>	1 szt.	.....	.....	.....	.....
10.	<p><b>Helikopter</b> (sprzęt podwieszany)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: dł.63cmxszer.10cm x wys.całkowita165cm;(+-2%)</li> <li>sprzęt rehabilitacyjny do kształtowania koordynacji ruchowej z miękkimi szelkami;</li> <li>podwieszany do sufitu;</li> </ul>	<p><b>Parter</b> pom.A0.13 - gab.terapeutyczny - 1 szt.</p>	1 szt.	.....	.....	.....	.....
11.	<p><b>Grzybek (huśtawka)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: dł.80cm; płyta 62cmx62cm x wys. całkowita170cm;(+-2%)</li> <li>podwieszany sprzęt do rehabilitacji;</li> <li>wykończony miękkim obiciem z podstawą w kształcie koła;</li> </ul>	<p><b>Parter</b> pom.A0.13 - gab.terapeutyczny - 1 szt.</p>	1 szt.	.....	.....	.....	.....
12.	<p><b>Konik bujany</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: dł.120cmxszer.45cm x wys.całkowita165cm;</li> <li>drewniany - podwieszany sprzęt do rehabilitacji;</li> <li>dostępny dla dwójki dzieci;</li> <li>wykonany z drewna, tapicerowany materacem;</li> </ul>	<p><b>Parter</b> pom.A0.13 - gab.terapeutyczny - 1 szt.</p>	1 szt.	.....	.....	.....	.....
13.	<p><b>Huśtawka terapeutyczna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary siedziska: długość 76cm, szerokość 76cm(+-2%)</li> <li>podstawa kwadratowa;</li> <li>tapicerowana, podwieszana do sufitu;</li> <li>w huśtawce terapeutycznej jest zainstalowany stabilizator, który dzięki regulacji może powodować częściową lub znaczną stabilizację;</li> </ul>	<p><b>Parter</b> pom.A0.13 - gab.terapeutyczny - 1 szt.</p>	1 szt.	.....	.....	.....	.....
14.	<p><b>Hamak elastyczny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: szer.100cmxwysokość. linki - 40-65 cm(+-2%)</li> <li>wykonany z elastycznego materiału;</li> </ul>	<p><b>Parter</b> pom.A0.13 - gab.terapeutyczny - 1 szt.</p>	1 szt.	.....	.....	.....	.....
15.	<p><b>Podwieszana dętka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość wraz z podwieszką: 180 cm(+-2%)</li> </ul>	<p><b>Parter</b> pom.A0.13 - gab.terapeutyczny - 1 szt.</p>	1 szt.	.....	.....	.....	.....
16.	<p><b>Drabinka potrójna do podwieszania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiary: szer.120cmxwys.190cm(+-2%)</li> <li>na 4 mocnych linach przymocowanych w podziale na 3 części umocowane są szczeble drewniane. Górny i dolny szczebel na całej szerokości drabinki. W jednej części drabinki 2 szczeble, w drugiej środkowej 4, w trzeciej 5 szczebli</li> </ul>	<p><b>Parter</b> pom.A0.13 - gab.terapeutyczny - 1 szt.</p>	1 szt.	.....	.....	.....	.....

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)

17.	<b>Platforma podwieszana</b> • wymiary: dł.110cmxszer.50cm;(+-2%) • wykonana jest ze sklejki, zabezpieczona gruba pianką oraz obita łątwym w utrzymaniu czystości, wysokiej jakości skajem; • naroża zaokrąglone;	<b>Parter</b> pom.A0.13 - gab.terapeutyczny - 1 szt.	1 szt.	.....	.....	.....	.....
18.	<b>Mocowania do liny poprzecznej</b> • zestaw z 4 metalowych haków rozporowych; • w skład zestawu wchodzi 2 x duże karabińczyki oraz 2 x kapturek wraz z gąbką osłaniającą;	<b>Parter</b> pom.A0.13 - gab.terapeutyczny - 1 szt.	1 szt.	.....	.....	.....	.....
19.	<b>Ścianka wspinaczkowa</b> • wymiary: szer.120cmxwys.250cm;(+-2%) • ścianka wspinaczkowa z 24 różnego typu uchwytami wspinaczkowymi; • w ściance zamocowany jest hak, do którego można przymocować linę zabezpieczającą wspinaczkę;	<b>Parter</b> pom.A0.13 - gab.terapeutyczny - 1 szt.	1 szt.	.....	.....	.....	.....
20.	<b>Kładka do ćwiczeń równoważnych</b> • długość: 1,25 m;(+-2%) • rama drewniana , stopnie montowane na sznurach; • rama podwieszana do sufitu; • w zestawie znajdują się specjalne o różnym kształcie wymienne stopnie, które można zastosować adekwatnie do stopnia zaawansowania ćwiczącego; • przyrząd może być stosowany jako przeszkoda do pokonania przez ćwiczącego czy jako huśtawka, która może zostać wprowadzona w ruch przez samą osobę ćwiczącą;	<b>Parter</b> pom.A0.13 - gab.terapeutyczny - 1 szt.	1 szt.	.....	.....	.....	.....
<b>Razem netto</b>				..... zł			
<b>Kwota podatku VAT</b>				..... zł			
<b>Razem brutto</b>				..... zł			

**UWAGA:**

1. Poszczególne elementy zakresu wyposażenia należy zamontować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego/Użytkownika.

Miejsce i data \_\_\_\_\_

(podpis/y osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania innego podmiotu na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa)